

FICHE PRODUIT

Module mobile de désinfection

Référence : SOC-ANI404009

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Indications

Module mobile pour le ramassage de l'instrumentation souillée et du matériel non immergeable. Prévu pour instrubacs 40L ou 60L.

Caractéristiques

- Acier inoxydable
- Dimensions : 700 L x 500 l x 710 H (mm).

Hauteur avec INSTRUBAC 40 L: 940 mm**Hauteur avec INSTRUBAC 60 L:** 1070 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7448-module-mobile-de-desinfection.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com