

FICHE PRODUIT

INSTRUBAC non autoclavable 20L avec robinet panier + couvercle plein

Référence : SOC-ANI404023

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Bacs de trempage autoclavable pour le ramassage de l'instrumentation souillée.

INSTRUBAC non autoclavable

Volume utile 10 L

Taille panier (L x l x h) : 48.5 x 27 x 17 cm

Avec robinet

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/7451-instrubac-non-autoclavable-20l-avec-robinet-panier-couvercle-plein.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com