

FICHE PRODUIT

Instrubac 60 L avec robinet sur Le petit coté panier et couvercle

Référence : SOC-ANI404413

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Instrubac 60 L avec robinet sur Le petit coté panier et couvercle - Unitaire Bacs de trempage instrubac 60 L non autoclavables en polypropylène, avec robinet sur Le petit coté, panier et couvercle.

- Bacs non autoclavables en polypropylène offre une meilleure résistance mécanique
- Absence d'arête.

Volume utile 40 L**Taille panier (L x l x h) :** 53 x 36 x 30.5 cm

Avec robinet

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bacs-et-modules/7457-instrubac-non-autoclavable-60l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com