

FICHE PRODUIT

Module mobile plateau bloc

Référence : SOC-ANI404660

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Indications

Module mobile de ramassage et de pré-désinfection des plateaux d'instrumentation au bloc opératoire.

Caractéristiques techniques

Module:

- En acier inoxydable
- Equipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, compatible avec les tunnels de lavage.
- Equipé de ridelles anti-chute pour bac inférieur.

Instrubac plateau bloc:

Bac de 40 litres, gradué sur toute la hauteur, équipé d'un fond de cuve en pointe de diamant et d'un puisard pour permettre la vidange totale.

Dimensions:

Hauteur totale avec Instrubac: 962 mm

Module: L 850 x l 445 x H 917 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Instrubac plateau bloc: L 730 x l 455 x H 345 mm (hors tout).

Disponible en:

- Ensemble module mobile plateau bloc (chariot + bac de ramassage 40L + couvercle plié)
- Ensemble module mobile plateau bloc (chariot + bac de ramassage 40L + couvercle plié + robinet)

Options

- Plaque de traçabilité (plaque + pince + minuterie)
- Bac 40 L
- Couvercle pour bac 40 L

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7459-module-mobile-plateau-bloc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com