

FICHE PRODUIT

Crème protectrice pour les mains, flacon de 500 ml avec pompe vissée

Référence : SOC-AN399236E7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Crème protectrice pour les mains, flacon de 500 ml avec pompe vissée

Indications

La glycérine et le beurre de karité présents dans la crème protectrice apportent les éléments essentiels pour protéger les mains irritées par les agressions quotidiennes (détertrants, dissolvants, etc...). Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit rapidement.

Mode d'emploi:

Déposer environ 1 ml sur la peau propre et sèche. Masser les mains sans oublier le dessous et le tour des ongles. Laisser sécher. Produit d'usage externe.

Ingrédients

Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cyclohexasiloxane, Triethanolamine, Sodium Benzoate, Stearic Acid, Levulinic Acid, Parfum (Fragrance), p-Anisic Acid, Sodium Levulinate, o-Cymen-5-ol, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

Caractéristiques techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Crème de couleur blanche.
- Senteur chèvrefeuille.
- pH à 20° C : 6,5 – 7,5
- Viscosité à 20° C : 120 000 cP – 280 000 cP

Conditionnement minimum de vente: 12 flacons de 500 ml avec pompe vissée.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/7460-creme-protectrice-pour-les-mains-flacon-de-500-ml-avec-pompe-vissee.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com