

FICHE PRODUIT



ESET DSC8000 pour stockage horizontal des endoscopes

Référence : SOC-ANIDSC8000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Enceinte de Stockage d'Endoscopes Thermosensibles (ESET).
- Permet le maintien pendant 72 heures du niveau de désinfection atteint lors des traitements manuels ou automatiques.
- Contrôle de la connexion et de la pression dans les canaux des endoscopes.
- Existe en version stockage vertical et en version horizontal.
- Existe en version traversée de cloison pour les 2 types de stockage

Caractéristiques techniques

- Stockage en bac individualisé (8 bacs=8 endoscopes).
- Connectiques identiques au LDE Soluscope 3 et Soluscope 4.
- Dim: H 202 x L 90 x P 64 cm.
- Poids : 170 kg (version non traversante).
- Option compresseur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel-endoscopique/7469-eset-dsc8000-pour-stockage-horizontal-des-endoscopes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com