

FICHE PRODUIT



Armoire mobile pour le stockage des endoscopes

Référence : SOC-ANIMOBILE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques techniques

- Armoire mobile en acier peint EPOXY beige.
- 10 ou 5 plateaux stérilisables à 134°C (plateaux fournis avec l'armoire).

• Dimensions :

- Armoire 10 plateaux à endoscopes :

Ext: H 190 x l 97 x P 58 cm

Int: H 160 x l 80 x P 45 cm

- Armoire 5 plateaux à endoscopes :

Ext: H 160 x l 97 x P 58 cm

Int: H 138 x l 80 x P 45 cm

- Portes à rideaux.
- Fermeture à clé.
- Châssis avec pare-chocs de protection.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 4 roues pivotantes dont deux avec freins.
- 2 poignées de manoeuvre chromées.
- Plateaux en PP (Polypropylène) chargés.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel-endoscopique/7471-armoires-de-stockage-des-endoscopes-mobiles.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com