

FICHE PRODUIT



Armoires de stockage des endoscopes fixes

Référence : SOC-ANIFIXE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques techniques

- Armoire fixe en stratifié blanc.
- Armoire en simple porte ou en traversée de cloison.
- Permet de stocker jusqu'à 15 endoscopes selon la version.
- Existe en stockage vertical ou horizontal (fourni avec plateaux).
- Bac de rétention.

• Options :

- Portes en verre Sécurit.
- Système de ventilation.

• Dimensions armoire hors tout:

H 240 x l 100 x P 60 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel-endoscopique/7472-armoires-de-stockage-des-endoscopes-fixes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com