

FICHE PRODUIT



SOLUSCOPE SERIE 4, matériel d'endoscopie

Référence : SOC-ANISL-V4-PA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Indications

- Laveur-désinfecteur d'endoscopes permettant le nettoyage et la désinfection des endoscopes souples en moins de 20 minutes.
- Dispositif médical de classe IIb.

Caractéristiques

- Machine à 1 endoscope.
- Grande cuve acceptant tout type d'endoscope souple.
- Optimisation de la consommation chimie.
- Ecran tactile, interface utilisateur intuitive.
- Ouverture du capot hydraulique.
- Pas de recyclage des produits.
- Double nettoyage avec rinçage intermédiaire.
- Utilisation avec des produits désinfectants adaptés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel-endoscopique/7473-soluscope-serie-4-materiel-d-endoscopie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com