

FICHE PRODUIT

SOLUSCOPE CLN, bidon de 5L

Référence : SOC-ANI2147737

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Indications

Détergent concentré pour machine Soluscope Serie 4.

Composition

Tensioactifs anioniques et non ioniques à mousse contrôlée, antifloculant, agents alcalins, excipients.

Mode d'emploi

La dilution est réalisée automatiquement par l'appareil.

Conditionnements

2 bidons de 5L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel-endoscopique/7474-soluscope-cln-bidon-de-5l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com