

FICHE PRODUIT



SOLUSCOPE A, bidon de 5L

Référence : SOC- ANI1242282

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Indications

Additif concentré associé au produit Soluscope P, pour machine ENT et TEE. Dispositif médical de classe IIb.

Composition

Stabilisants, anti-corrosifs, excipients.

Conditionnements

2 bidons de 5L

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel-endoscopique/7480-soluscope-a-bidon-de-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com