

FICHE PRODUIT

Module endoscopie HDAI

Référence : SOC- ANIHDAI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Module entièrement informatisé
- Des systèmes de sécurité haute performance & un service de qualité

- **Traçabilité informatique**

Un système de traçabilité informatique indépendant permettant au module d'être opérationnel même en cas de défaillance de ce dernier. Une puce d'identification dédiée à chaque endoscope et un badge permettent de tracer toutes les étapes de la désinfection. Une traçabilité complète identifiant sur un ticket l'intervenant, l'endoscope, la chronologie des phases, les temps de contact, les produits avec numéro de lot.

- **Préfiltration**

Filtration sur membrane 0,5 µm et filtration terminale par boîtier filtre 0,2 µm.

- **Aspiration des vapeurs**

Emises par les solutions de désinfection totale à froid à l'aide d'un groupe d'extraction contenant du charbon actif adapté aux nouvelles molécules (acide peracétique).

- **Test d'étanchéité**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Permet de détecter une éventuelle perforation des gaines de l'endoscope.

- **Pompe péristaltique**

- Aucun contact du liquide avec des pièces mécaniques.
- Pression sécurisée par réglage d'origine.
- Un écran tactile de contrôle général.

- **Adaptabilité**

Des plans sur mesure réalisés à partir de vos besoins et des exigences techniques de votre site. Selon les impératifs techniques de votre établissement, deux sens de traitement sont possibles : de gauche à droite ou de droite à gauche.

- **Formation**

Des protocoles d'utilisation personnalisés, des formations à l'utilisation du module. Nos services techniques et services de prestations associées sont à votre disposition pour des renseignements ou études complémentaires.

- **Désinfection automatique des siphons**

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel-endoscopique/7481-module-endoscopie-hdai.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com