

FICHE PRODUIT



Coffret mobile de désinfection

Référence : SOC- ANI405487

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Indications

- Coffret permettant l'irrigation du produit à l'intérieur des canaux de l'endoscope. Dispositif médical de classe IIb.

• Caractéristiques techniques

- Tuyaux silicones autoclavables et déclipables.
- Circulation libre du produit par pompe péristaltique.
- Pression sécurisée par réglage d'origine et adaptation de tuyaux ANIOS spécifiquement élaborés à cet effet.
- Système électronique par écran afficheur à LED avec paramétrage pré-programmé de chaque cycle d'irrigation des canaux.
- Traçabilité par impression d'un ticket.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel-endoscopique/7484-coffret-mobile-de-desinfection.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com