

**FICHE PRODUIT**

## Lingettes Nettoyantes Wip'Anios Excel

Référence : SOC-AN2446655C4

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

- Lingettes en viscose 100% biodégradable
- Solution d'imprégnation : formulée sans parfum, sans alcool
- Large spectre virucide
- Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes

**INDICATION**

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs\*, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

\* Exemples: sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...

**CARACTERISTIQUES**

Solution d'imprégnation : 5 ml de SURFA'SAFE PREMIUM par lingette

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

|                       | <b>Wip'Anios Excel</b> |
|-----------------------|------------------------|
| Composition           | 100% viscosse          |
| Taille de la lingette | 180 x 200 mm           |

## COMPOSITION

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante :

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage : entre +5°C et +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (TP2&4) et dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Les lingettes WIP'ANIOS Excel sont bactéricides et levuricides selon

EN 16615. La solution d'imprégnation est :

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Actif sur   | Normes                                                                                                                                                                                                                                 | Temps de contact                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bactéries   | EN 1040, EN 13727, EN 13697<br>EN 16615<br>EN 13727 sur ERV, A. baumannii _LSE,<br>E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48,<br>K. pneumoniae OXA 48, SARM<br>EN 13697 sur ERV, A. baumannii _LSE,<br>E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM | 2 minutes<br>2 minutes<br><br>1 min<br><br>2 minutes |
| Levures     | EN 1275, EN 13624, EN 13697<br>EN 16615                                                                                                                                                                                                | 5 minutes<br>2 minutes                               |
| Moisissures | EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562                                                                                                                                                                                                  | 20 minutes                                           |
| Virus       | EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin<br>PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus<br>modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV,<br>Rotavirus<br>Polyomavirus SV 40                                                                             | 30 minutes<br>1 minute<br><br>5 minutes              |

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans  
le dossier scientifique, disponible sur simple demande

#### CONDITIONNEMENTS

Wip'Anios Excel

sachet de 100 lingettes

## Conformité et garantie



#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

#### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyage-et-desinfection-des-dispositifs-medicaux/7487-lingettes-nettoyantes-wip-anios-excel.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 0         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)