

FICHE PRODUIT



Produit rinçant et rénovant **ANIOS RDA**

Référence : SOC- ANI2372038

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• Caractéristiques

- Pour une instrumentation plus brillante et sans trace.
- Activateur de séchage avec effet lubrifiant.
- Utilisable avec toute qualité d'eau (osmosée ou adoucie).
- Haute compatibilité avec les polysulfones.
- Spécialement adapté pour une combinaison avec ANIOSYME DLM Maxi ou ACTANIOS LDI.
- Peut être utilisé pour le rinçage des surfaces en contact avec les denrées alimentaires aux doses d'emploi recommandées

• Indications

- Produit de rinçage des instruments médico-chirurgicaux et dispositifs médicaux en machine automatique alimentée en eau osmosée ou non osmosée.
- Effet lubrifiant couplé d'un effet neutralisant des résidus alcalins provenant des agents détergents et de l'eau lors du cycle de lavage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Activateur de séchage.

- **Composition**

- Association de tensioactifs non ioniques et anioniques en milieu acide.

- **Conditionnements**

- 2 bidons de 5 L
- Existe également en Bidon de 10L et Bidon de 20L

- **Mode d'emploi**

- Dilution automatique soit 0,3 à 1mL pour 1L

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7496-produit-rincant-et-renovant-anios-rda.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com