

FICHE PRODUIT

Produit rénovant ANIOS RENOVATEUR DMI

Référence : SOC- ANI1677509

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Produit rénovation en machine.
- Elimination des dépôts organiques.

• Indications

- Produit nettoyant-rénovant pour l'instrumentation médicochirurgicale. Permet l'élimination des dépôts organiques. S'utilise en machine, en bacs à ultra-sons, ou en trempage.

• Composition

- Hydroxyde de potassium, hypochlorite de sodium et agents antifloculants et dispersants.

• Conditionnements

- 2 bidons de 5L
- Existe également en Bidon de 10L

• Mode d'emploi

- Dilution automatique ou manuelle soit 4 à 10ml pour 1L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7499-produit-renovant-anios-renovateur-dmi.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com