

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Produit rinçant et rénovant ANIOS RN, bidon de 10 L

Référence : SOC- ANI193024

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Rinçant neutralisant de l'instrumentation.
- Neutralisant des produits alcalins.
- Egalement adapté pour des cycles courts de lavage des cuves.
- Effet complexant des minéraux.

• Indications

- Neutralisation des résidus alcalins provenant des agents détergents et de l'eau lors du cycle de lavage en machine automatique des instruments médico-chirurgicaux et dispositifs médicaux.

• Caractéristiques

- Densité à 20°C: environ 1,184
- pH à 0,3%: environ 2,5
- Conductivité à la dilution de 0,3%: 1,77 mS/cm

• Composition

- Formulé à base d'acide phosphorique.

• Conditionnements

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 bidons de 10L
- Existe également en Bidon de 25L et FUT 200L

• **Mode d'emploi**

- Dilution automatique soit 1 à 5ml pour 1L

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7500-produit-rincant-et-renovant-anios-rn-bidon-de-10-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com