

FICHE PRODUIT

ANIOSAFE savon ultra doux, Flacons de 1L airless

Référence : SOC- ANI2638144

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

ANIOSAFE savon ultra doux, Flacons de 1L airless

L'**AnioSafe savon doux, en bidon de 1 L Airless**, est une solution lavante, préconisée pour les **lavages des mains simples et fréquents**, utilisable également facilement pour une toilette générale, par exemple en milieu hospitalier. Sa formulation à pH neutre et enrichie en glycérine permet le maintien de l'hydratation de l'épiderme. Ce savon liquide est très doux, non agressif pour la peau. Il garantit un excellent nettoyage et a un effet adoucissant sur vos mains (convient aux lavages répétés). Il possède de la vitamine F.

- **Caractéristiques:**

- Pour peaux sensibles et usage fréquent.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Adapté pour la toilette générale.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bonne compatibilité cutanée.

- **Indications:**

Lavage simple des mains et toilette générale.

Ingrédients ANIOSAFE savon ultra doux:

Aqua (Water), Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200, Hydrogenated Glyceryl Palmate And PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-150 Distearate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Cocamidopropylamine Oxide, Citric Acid, Parfum (Fragrance).

- **Mode d'emploi**

- Savonner 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement

- **Conditionnements**

- 12 flacons de 1L airless

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/7509-aniosafe-savon-ultra-doux-flacons-de-1l-airless.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com