

FICHE PRODUIT

Détergent Désinfectant ANIOSEPT ND,5L

Référence : SOC-AN2339036

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Formulé sans aldéhyde, ni ammonium quaternaire.
- Efficacité démontrée sur bactéries et levures.

INDICATIONS

Nettoie et désinfecte les sols, murs et le matériel médical.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 :

40,8 mg/g).

MODE D'EMPLOI

Produit à diluer soit 20 à 40mL pour 1L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

ACTIF SUR	NORMES
BACTÉRIES	EN 1040, EN 13727, EN 13697
MYCOBACTÉRIES	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 13697
LEVURES / MOISSISSURES	EN 1275, EN 13624, EN 13697

CONDITIONNEMENTS

4 bidons de 5L + pompe de 20mL

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7535-detergent-desinfectant-aniosept-nd-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com