

**FICHE PRODUIT**



## Gel hydroalcoolique peaux sensibles Aniosgel 800, flacon avec pompe

Référence : SOC- ANI2550505

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

Gel hydroalcoolique testé sous contrôle dermatologique : Formule hypoallergénique.

Produits hydroalcooliques pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. Produit biocide (Groupe 1 - TP1).

- La gamme ANIOSGEL est formulée sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.
- formulés sans colorant.

### Composition

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 800 mg/g soit 838 mL/L) en présence d'agents épaississant, hydratant et émoullient, et d'eau, sans parfum ni colorant.

### Efficacité

- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, levures, moisissures et virus.
- Traitement hygiénique.
- Désinfection chirurgicale.
- Produits ne nécessitant pas de point d'eau.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Protocole

- Friction hygiénique : Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes
- Friction chirurgicale : Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-mains-et-peau/7542-aniosgel-800-flacon-de-100-ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Déclinaisons

| Désignation                | Référence : | EAN13 : |
|----------------------------|-------------|---------|
| flacons_capacite - 300ml   |             |         |
| flacons_capacite - 500 ml  |             |         |
| flacons_capacite - 1000 ml |             |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com