


FICHE PRODUIT

Totem distributeur de gel

Référence : SOC- ANI425124

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Livré déjà monté.
- Mobile et sécurisé : Socle stable (système anti-basculement).
- Pratique : Système anti-goutte intégré.
- Distributeur électronique (sur piles).

• Indications

Permet de mettre à disposition de tous du gel hydroalcoolique au sein de votre établissement. Mobile grâce à son distributeur électronique à piles, le panneau s'installe dans tous les locaux et permet au public de se désinfecter les mains en toute circonstance. Livré avec un distributeur PVC électronique pour flacon 1L Airless et d'un support anti-gouttes. Livré dans un emballage carton individuel.

• Caractéristiques techniques

- Pied : Acier peinture epoxy - mât : 15 x 150 cm
- Socle : 37 x 40 cm
- Panneau : PVC 5 mm
- Dimensions totales : (H) 160 cm x (L) 40cm
- Poids total : 7Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel/7554-totem-distributeur-de-gel.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com