

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Distributeur mural PVC pour flacon de 1L

Référence : SOC- ANI425091

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Distributeur mural pour flacon de 1L commande au coude

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie**Garantie 2 ans**

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel/7558-distributeur-mural-pvc-pour-flacon-de-1l.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com