

FICHE PRODUIT

Distributeur mural INOX pour poche de 1 litre

Référence : SOC- ANI425022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Distributeur airless en inox pour poche de 1 litre

Conformité et garantie


Marquage CE**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel/7559-distributeur-mural-inox-pour-poche-de-1-litre.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com