

**FICHE PRODUIT**

## Support mural pour flacon de 500ml ANIOS

Référence : SOC- ANI425058

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

Support mural pour flacon de 500ml pompe

### Conformité et garantie

  
Marquage CE**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel/7561-support-mural-pvc-pour-flacon-de-500ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com