

FICHE PRODUIT

Phloroglucinol en solution chlorhydrique 100 ml

Référence : SOC-PC593361

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Phloroglucinol en solution chlorhydrique 100 ml

Norme NFQ 03.001

ATTENTION : NOUS CONTACTER AVANT DE COMMANDER

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7584-phloroglucinol-en-solution-chlorhydrique-100-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com