

FICHE PRODUIT



Charlotte à clip en polypropylène non-tissé blanche, 10g

Référence : SOC-CHAR10

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptif :

- Charlotte clip en polypropylène non-tissé 10g/m² blanche

Application :

- Protection de la tête en milieux médical et industriel

Avantages :

- Légère et aérée, peu encombrante
- Facile à poser et à ajuster
- Sans colle, sans latex, sans PVC

Type:

Clip

Composition:

- Polypropylène
- Laminette sans latex

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Grammage (en g/m²):

- 10

Fixation par:

Elastique

Conditionnement minimum de vente: 100

Descriptif : - Charlotte clip en polypropylène non-tissé 10g/m² blanche Application : - Protection de la tête en milieux médical et industriel Avantages : - Légère et aérée, peu encombrante - Facile à poser et à ajuster - Sans colle, sans latex, sans PVC Type: Clip Composition: - Polypropylène - Laminette sans latex Grammage (en g/m²): - 10 Fixation par: Elastique Conditionnement minimum de vente: 100

Conformité et garantie**CE**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**

<https://www.socimed.com/revetement-de-la-tete/7585-charlotte-a-clip-en-polypropylene-non-tisse-blanche.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com