

FICHE PRODUIT



Masque chirurgical en polypropylène non-tissé

Référence : SOC-EP599750

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques

- Forme:

Plissé

- Nombre de plis:

3

- Composition:

Polypropylène

- Pourvu d'une barrette nasale:

Oui

Descriptif de la barrette nasale

- En aluminium
- Longueur 11,5cm

- Fixation par:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Deux élastiques épais en nylon et Spandex, soudés sur le masque

Type de protection	Valve	Couleur masque	Conditionnement minimum de vente
Chirurgical	Non	Blanc	50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/masques-de-protection/7627-masque-chirurgical-en-polypropylene-non-tisse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com