

FICHE PRODUIT



Masque chirurgical en polypropylène non-tissé vert avec lacets

Référence : SOC-MASQ3P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptif : Masque chirurgical en polypropylène non-tissé vert avec lacets

Application : Protection respiratoire en milieux médical et industriel

Avantages :

- Haute filtration
- Hygiénique
- Sécurité totale
- Confort respiratoire

Forme : Plissé

Nombre de plis : 3

Composition :

- Polypropylène non-tissé vert
- Pourvu d'une barrette nasale

Descriptif de la barrette nasale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- En aluminium gainé
- Fixation par : Quatre lacets en polypropylène à chaque extrémité

Type de protection	Valve	Couleur masque	Conditionnement minimum de vente
Chirurgical	Non	Vert	50

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/masques-de-protection/7628-masque-chirurgical-en-polypropylene-non-tisse-vert-avec-lacets.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com