

FICHE PRODUIT

Aiguille venoject KIMA standard à vis - 25 x 0,8 mm - 21 g

Référence : TER-MN2125M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Aiguille VENOJECT TERUMO standard à vis - 25 x 0,8mm - 21 G

- Aiguille standards avec fixation à vis.
- Dimensions: 25mm de longueur et 0,8mm de diamètre.
- Code couleur: vert. Autres caractéristiques:
- Biseau effilé, Minimisant l'altération des tissus et la libération de thromboplastine.
- Concept unique du triple biseau qui Pénètre le tissu avec une incision qui minimise le traumatisme.
- Equipée d'un "manchon" qui réduit le risque de contamination en obturant l'orifice distal de l'aiguille à chaque changement de tube.
- Paroi Ultra-mince qui permet un débit sanguin accru, grâce à un diamètre interne plus grand.
- Conditionnée dans un protecteur rigide tubulaire, muni d'une étiquette bague d'inviolabilité avec numéro de lot et date de péremption.
- Fiable et confortable.

Conditionnement de vente : boîte de 100 aiguilles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-prelevement-multi/763-aiguille-venoject-terumo-standard-a-vis-25-x-0-8mm-21-g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com