

FICHE PRODUIT

Masque complet Optifit taille M

Référence : SOC-EP458063

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptif :

- Masque complet Optifit taille M

Application :

- Protection respiratoire contre les particules et les gaz toxiques

Avantages :

- Léger
- Excellente visibilité latérale et vers le bas
- Excellente résistance
- Bonne compatibilité faciale
- Bonne transmission phonique
- Utilisation possible avec des lunettes de vue

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Matière

Masque en silicone

Fixation par

Boucles de réglage-desserrage

Protection du visage

- Lèvre d'étanchéité sur la jupe en U
- Jupe en silicone

Type de connexion

RD40

Poids (en g)

570

Désignation	Couleur masque	Taille	Conditionnement minimum de vente
Masque complet Optifit taille M	Noir	M	1

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/masques-de-protection/7641-masque-complet-optifit-taille-m.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com