

FICHE PRODUIT

Ecran facial complet Bionic

Référence : SOC-EP600102

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques:

Traitement anti-rayures	Traitement anti-buée	Filtration UV	Qualité optique	Résistance à la chaleur	Température	Poids en g	Couleur monture	Couleur monture	Conditionnement minimum de vente
-	-	Filtre les UV de longueur d'onde 200nm	-	-	-	-		Noir	1

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/masques-de-protection/7643-ecran-facial-complet-bionic.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com