

FICHE PRODUIT

Sur-chaussure en polyéthylène bleu

Référence : SOC-EP157148

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Sur-chaussure en polyéthylène bleu

La **Sur-chaussure en polyéthylène bleu** est un accessoire en polyéthylène chlorifié ayant 400mm de long et 150mm de large, et porté par-dessus la chaussure. Il est à usage unique et sert à **assurer une hygiène optimale afin d'éviter de contaminer une pièce**, d'engendrer des maladies ou d'infecter des denrées alimentaires.

Composition :

Polyéthylène chlorifié

Dimensions (en mm) :

- Longueur : 400
- Largeur : 150

Maintien par : Ourlet élastique autour de la cheville

Semelle anti-dérapante : Non

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Couleur	Désignation	Condit min de vente	Réf
Bleu	Sur-chaussure en polypropylène bleu	100	EP157148

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/charlotte-blanche-non-tisse/7660-sur-chaussure-en-polyethylene-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Documents associés

- Fiche

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com