

FICHE PRODUIT

Sur-chaussure en polypropylène non-tissé blanc

Référence : SOC-EP576037

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition :

Polypropylène non-tissé

Grammage (en g/m²) : 35

Dimensions (en mm) :

- Longueur : 380
- Largeur : 170

Maintien par : Ourlet élastique interne à la cheville

Semelle anti-dérapante : Non

Autres caractéristiques :

- Carton de 20 sachets de 100 pièces

Couleur	Désignation	Condit min de vente	Réf
Blanc	Sur-chaussure en polypropylène non-tissé blanc	100	EP576037

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/charlotte-blanche-non-tisse/7661-sur-chaussure-en-polypropylene-non-tisse-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com