

FICHE PRODUIT

Distributeur pour essuie-mains enchevêtrés

Référence : SOC-DISTEME

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du distributeur pour essuie-tout.

Type de distribution : Feuille à feuille

Matière : Plastique

Système de fermeture : Clef

Couleur	Dimensions (HxPxL en cm)	Condition minimale de vente	Réf.
Noir	36 x12,5 x 27,5	1	DISTEME

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/suports-de-distribution/7682-distributeur-pour-essuie-mains-enchevetres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com