

FICHE PRODUIT

Distributeur pour bobine essuie-mains

Référence : SOC-DBE160

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Distribution d'essuie-mains en bobine de petit diamètre à dévidage central dans les zones à haute fréquentation

Avantages

- Verrouillable
- Chargement rapide
- Résiste à l'eau

Type de distribution : Dévidage central

Matière : Plastique

Système de fermeture : Clef en T

Autres caractéristiques :

- Conforme à la réglementation sur les produits alimentaires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Couleur	Dimensions (HxPxL en cm)	Condition minimale de vente	Réf.
Noir	37 x 16 x 16	1	DBE160

Conformité et garantie



Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/supports-de-distribution/7683-distributeur-pour-bobine-essuie-mains.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com