

FICHE PRODUIT

Distributeur Aqua pour bobine essuie-mains grand diamètre

Référence : SOC-DBE450G

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Distributeur Aqua pour bobine essuie-mains grand diamètre à dévidage central

Application

- Distribution d'essuie-mains en bobine dans les zones à haute fréquentation

Avantages

- Facile à recharger

Type de distribution : Dévidage central

Matière : Plastique

Système de fermeture : Clef

Couleur	Dimensions (HxPxL en cm)	Condition minimale de vente	Réf.
Noir	37 x 27 x 26	1	DBE450G

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/supports-de-distribution/7684-distributeur-aqua-pour-bobine-essuie-mains-grand-diametre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com