

FICHE PRODUIT

Distributeur Aquarius pour bobine essuie-mains grand diamètre

Référence : SOC-DBE400G

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Distribution d'essuie-mains en bobine dans les zones à haute fréquentation

Avantages

- Résistant à l'eau
- Fenêtre de visualisation pour vérifier la disponibilité du produit

Type de distribution : Dévidage central

Matière : Plastique

Système de fermeture : Bouton poussoir

Autres caractéristiques :

- Conforme à la réglementation sur les produits alimentaires

Couleur	Dimensions (HxPxL en cm)	Condition minimale de vente	Réf.
Blanc	33 x 22,6 x 27,6	1	DBE400G

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/supports-de-distribution/7685-distributeur-aquarius-pour-bobine-essuie-mains-grand-diametre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com