

FICHE PRODUIT

Distributeur Tork pour essuie-mains enchevêtrés

Référence : SOC-FG208794

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Distribution d'essuie-mains pliés

Avantages

- Chargement simple
- Conception robuste : adaptée aux environnements exigeants
- Entretien facile

Type de distribution : Feuille à feuille

Matière : Plastique

Système de fermeture : Capot à ouverture latérale

Couleur	Dimensions (HxPxL en cm)	Condition minimale de vente	Réf.
Blanc	43,9x 13,6 x 33,3	1	FG208794

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/supports-de-distribution/7688-distributeur-tork-pour-essuie-mains-enchevetres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com