

FICHE PRODUIT



Bactéricide bombe autopercutante de 210ml

Référence : SOC-9020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptif :

- Aérosol bactéricide "one shot"

Application :

- Désinfection par voie aérienne : laboratoires, chambres, ambulances, salles d'attentes...

Avantages :

- Référence 9020 : permet de traiter en 5 minutes un volume jusqu'à 150 m3

Propriétés microbiologiques

- Bactéricide homologué selon EN 1276 et EN 1275

Conditionnement: 12

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectant-en-spray/7709-bactericide-bombe-autopercutante-de-210ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com