

**FICHE PRODUIT**



## Gaine plate de stérilisation BOP DI, 210mm x 100m

Référence : SOC-CO169237

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

Descriptif :

- Gaine de stérilisation 1 face papier grade médical et 1 face film plastique shaterless indéchirable

Application :

- Stérilisation des dispositifs médicaux
- Modèle à soufflet adapté pour les dispositifs médicaux volumineux

Avantages :

- Dossier de validation NF EN ISO 11607-1 et EN 868-5
- Double indicateur de passage (ISO 11140-1) vapeur et oxyde d'éthylène, imprimé intrafilm
- Pas de phénomène de curling à l'ouverture
- Excellente pelabilité
- Sens de pelabilité imprimé sur les gaines

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Largeur (en mm) | Longueur (en m) | Type de gaine | Conditionnement minimum de vente |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 210             | 100             | A plat        | 1                                |

## Conformité et garantie



**Garantie** Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/consommable-de-sterilisation/7713-gaine-plate-de-sterilisation-bop-di-210mm-x-100m.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**  
 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com