


FICHE PRODUIT



Ruban adhésif, indicateur de stérilisation (Autoclave) largeur 19mm x 50m

Référence : SOC-RISV19

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du ruban adhésif avec indicateur de stérilisation.

- Ruban vapeur : les stries blanches virent au noir (7min à 134°C ou 20min à 121°C).
- Ruban chaleur sèche : les stries vertes virent au brun (20min à 160°C).

Largeur (en mm)	Longueur (en m)	Mode de stérilisation	Conditionnement minimum de vente
19	50	Vapeur	1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/consommable-de-sterilisation/7715-ruban-adhesif-indicateur-de-sterilisation-autoclave-largeur-19mm-x-50m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com