

FICHE PRODUIT

Gel nettoyant antistatique pour écrans, flacon de 50ml

Référence : SOC-NETECRAN

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Nettoyage de tous les écrans plats issus des nouvelles technologies, même les plus fragiles (LCD, plasma, écrans GPS, téléphone, PDA...)

Avantages

- Sans alcool, sans solvant et non abrasif
- Livré avec chiffon microfibre haute qualité
- Ne coule pas et ne laisse aucune trace

Conditionnement minimum de vente : 1flacon

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/detergent/7721-gel-nettoyant-antistatique-pour-ecrans-flacon-de-50ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com