

FICHE PRODUIT



Détergent alcalin doux liquide concentré Neodisher LM2, flacon de 10L

Référence : SOC-PC540655

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Nettoyage et prélavage manuels de la verrerie, en bain de trempage
- Nettoyage des pipettes en machine
- Adapté pour les bacs à ultrasons
- Recommandé pour l'élimination des résidus organiques et inorganiques

Avantages

- Non moussant : permet un prélavage sans rinçage, avant lavage en machine

Conditionnement minimum de vente : 1 bidon

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/detergent/7724-detergent-alkalin-doux-liquide-concentre-neodisher-lm2-flacon-de-10l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com