

FICHE PRODUIT



Détergent alcalin chloré Neodisher LaboClean A8 pour autolaveur

Référence : SOC-PC126544

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Application

- Traitement en machine de la verrerie et des ustensiles de laboratoire
- Recommandé pour éliminer les résidus de sang, sérum, protéines, tanin, graisses, huiles, pharmaceutiques, colorants, laques et gélamines
- Pathologie, parasitologie, industrie des couleurs et vernis, industrie agroalimentaire

Avantages

- Sans tensioactif
- Action désinfectante : chlore actif

Référence disponible : seau de 10 kg

Conditionnement minimum de vente : 1 seau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/detergent/7729-detergent-alkalin-chlore-neodisher-laboclean-a8-pour-autolaveur.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com