

**FICHE PRODUIT**



## Détergent alcalin liquide concentré Neodisher FA 5L pour autolaveur

Référence : SOC-PC180690

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Application

- Traitement en machine de la verrerie et des instruments chirurgicaux
- Excellente action détergente sur les résidus de sang, de protéines, résidus de bouillons de culture et gélatines

### Avantages

- Sans agent oxydant : protège le matériel de la corrosion
- Sans tensioactif

**Conditionnement minimum de vente** : 1 bidon

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/detergent/7730-detergent-alkalin-liquide-concentre-neodisher-fa-5l-pour-autolaveur.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com