

FICHE PRODUIT

Détergent alcalin Neodisher MA pour autolaveur

Référence : SOC-PC180659

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Traitement en machine de la verrerie et des instruments chirurgicaux
- Excellente action détergente sur les résidus de sang, de protéines et d'aliments

Avantages

- Sans agent oxydant : protège le matériel de la corrosion
- Non moussant

Référence disponible : seau de 10 kg

Conditionnement minimum de vente : 1 seau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/detergent/7731-detergent-alcain-neodisher-ma-pour-autolaveur.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com