

FICHE PRODUIT

Détergent alcalin liquide concentré Neodisher FLA 5L pour autolaveur

Référence : SOC-PC180643

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Traitement en machine de la verrerie et des ustensiles de laboratoire d'industrie
- Recommandé pour éliminer les résidus d'huiles, amidon et colorants organiques
- Physiologie, sérologie, toxicologie, contrôle des eaux, industrie cosmétique, agroalimentaire, métallurgique, de matière grasse, huile pétrolière, de matière plastique et caoutchouc, ciment, verre et porcelaine

Avantages

- Sans tensioactif
- Sans phosphate
- Sans agent oxydant

Conditionnement minimum de vente : 1 bidon**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/detergent-neutralisant/7733-detergent-alcalin-liquide-concentre-neodisher-fla-5l-pour-autolaveur.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com