

FICHE PRODUIT



Sel régénérant Neodisher neosel, seau de 5 kg

Référence : SOC-PC198205

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Application

- Améliore la performance de votre lave-vaisselle et intensifie la performance de lavage
- Evite la formation de dépôts de calcaire
- Réduit les traces blanches sur la verrerie et les instruments

Avantages

- Grains de petites tailles : dissolution rapide et totale

Conditionnement minimum de vente : 1 seau

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/detergent-neutralisant/7734-sel-regenerant-neodisher-neosel-seau-de-5-kg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com