

FICHE PRODUIT



Détergent neutralisant Neodisher N, bidon de 12kg

Référence : SOC-PC292467

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Prélavage et lavage acide lors du traitement mécanique
- Neutralisation des résidus alcalins

Avantages

- Sans tensioactif
- Rinçage facile

Conditionnement minimum de vente : 1 bidon

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/detergent-neutralisant/7737-detergent-neutralisant-neodisher-n-bidon-de-12kg.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com