

FICHE PRODUIT

Détergent neutralisant Neodisher Z, bidon de 5L

Référence : SOC-PC126586

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Application

- Neutralise les résidus alcalins lors du traitement en machine
- Neutralise les résidus solubles pour les laboratoires pour lesquels les traces de phosphate, d'azote et de tensioactifs pourraient fausser les résultats d'analyse

Avantages

- Sans tensioactif
- Sans phosphate

Conditionnement minimum de vente : 1 bidon**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/detergent-neutralisant/7739-detergent-neutralisant-neodisher-z-bidon-de-5l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com